

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Lypla1 ウサギポリクローナル抗体 - O75608

商品番号: CM0031032



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのLYPLA1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのアシルタンパク質チオエステラーゼ1（25

kDa）を検出します。これは、タンパク質パルミトイル化およびリゾホスホリピド代謝の主要な調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LYPLA1 ウサギ pAb
備考/別名	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10434
免疫原	ヒトLYPLA1 (NP_006321.1) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75608
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷バッグ