

抗Lyrm1ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O43325

商品番号: CM0018186

前書き

ヒトLYRM1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスと交差反応性を示します。脂肪組織における前脂肪細胞の増殖とアポトーシスにおけるLYRM1の役割を研究できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LYRM1 Rabbit pAb
備考／別名	A211C6.1; LYRM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57149
GeneID	57149
免疫原	ヒトLYRM1（NP_065157.1）のアミノ酸1-122番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43325
タンパク質分子量	14kDa
輸送方法	保冷剤