


Wb、If/Icc、Elisa用抗Lysrs/Karsポリクローナル抗体 - Q15046

商品番号: CM0017049



前書き

ヒトLysRS/KARS（KARS1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。LysRSはtRNAアミノアシル化を触媒し、シグナル伝達分子として作用します。研究用途としてバリデーション済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LysRS/KARS ウサギ pAb
備考・別名	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFNB89; LysRS/KARS
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3735
免疫原	ヒトLysRS/LysRS/KARS（NP_005539.1）のアミノ酸298～597に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15046
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	氷袋