


抗Lysrs/Kars ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q15046

商品番号: CM0009758



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAによるヒト、マウス、ラット
検体中のリシルtRNA合成酵素（Lysyl-tRNA
synthetase）の検出用の抗LysRS/KARS
ウサギモノクローナル抗体です。IVD原料および研究
用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LysRS/KARS ウサギmAb
別名	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFNB89; LysRS/KARS
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3735
遺伝子ID	3735
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15046
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	水袋