


Wb、Elisa用 抗Lyve1 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y5Y7

商品番号: CM0008738



前書き

ヒトLYVE1（リンパ管内皮ヒアルロン酸受容体1）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。リンパ管内皮細胞生物学およびヒアルロン酸輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	LYVE1 ウサギmAb
備考/別名	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10894
遺伝子ID	10894
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5Y7
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ