

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Lyve1ウサギモノクローナル抗体 - Q8Bhc0

商品番号: CM0005050



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISA用のマウスLYVE1特異的ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットのLYVE1（34kDa）を検出します。LYVE1は、HA輸送と細胞接着に関与するリンパ管内皮ヒアルロン酸受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LYVE1 ウサギ mAb
備考/別名	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
種	マウス
GeneID (ヒト)	10894
GeneID	114332
免疫原	マウスLyve1のアミノ酸30-228に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_444477.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8BHC0
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ