

WbおよびElisa用 抗Lyve1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Bhc0

商品番号: CM0018907



前書き

Lyve1

ウサギポリクローナル抗体は、マウスLyve1（アミノ酸30-

228）に対して作製されたウサギpAbで、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応性を示します。リンパ管内皮ヒアルロン酸受容体1の機能およびヒアルロン酸輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lyve1 ウサギ pAb
備考/別名	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
種	マウス
GeneID	114332
免疫原	マウスLyve1（NP_444477.2）のアミノ酸30-228に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8BHC0
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ