


Anti-Lyve1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y5Y7

商品番号: CM0025601



前書き

LYVE1（リンパ管内皮ヒアルロン酸受容体1）を認識するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに使用可能。ヒトおよびマウスのサンプルと反応し、リンパ管およびヒアルロン酸の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LYVE1 Rabbit pAb
備考/別名	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10894
GeneID	10894
免疫原	ヒトLYVE1 (NP_006682.2) のアミノ酸20-238に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9Y5Y7
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ