

WbおよびElisa用抗Lyzl6ポリクローナル抗体 - O75951

商品番号: CM0016900

前書き

ヒトLYZL6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。
。生殖能力および抗菌研究に適しており、精巣および精子サンプル中の約17
kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LYZL6ウサギpAb
備考／別名	LYC1; LYZB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYZL6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57151
免疫原	ヒトLYZL6のアミノ酸20～148に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_065159.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75951
タンパク質分子量	17 kDa
輸送	保冷バッグ