

抗Lztr1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N653

商品番号: CM0024950



前書き

WBおよびELISAで検証済みのLZTR1ウサギポリクローナル抗体です。Ras-MAPKシグナル伝達を制御するBCR E3ユビキチンリガーゼ複合体の基質特異的アダプターであるヒト、マウス、ラットのLZTR1を検出します。腫瘍学および神経発達疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LZTR1 Rabbit pAb
備考/別名	NS2; NS10; BTBD29; LZTR-1; SWNTS2; LZTR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8216
GeneID	8216
免疫原	ヒト LZTR1 (NP_006758.2) のアミノ酸300〜545に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N653
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	氷袋