

WbおよびElisa用 Anti-Lzts2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brk4

商品番号: CM0014863

前書き

微小管切断とWntシグナル伝達の負の調節因子である
ヒトLZTS2 (LAPSER1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびE
LISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性
を示します。細胞周期およびがん研究に適しています
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LZTS2 ウサギ pAb
備考/別名	LAPSER1; LZTS2
種	ヒト
GeneID	84445
免疫原	ヒトLZTS2 (NP_115805.1) のアミノ酸470-669に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRK4
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ