

Wb、Ihc-P、Elisa用抗M6Prポリクローナル抗体 - P20645

商品番号: CM0021125



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、ELISAでの有効性が検証され、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示す抗M6PRポリクローナル抗体を提供しています。リソソーム酵素の輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] M6PRウサギpAb
備考／別名	SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR
種	ヒト
GeneID	4074
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20645
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷バッグ