


抗MacroH2A.1モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O75367

商品番号: CM0008132



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの組換えウサギ由来モノクローナルmacroH2A.1抗体です。転写抑制とNAD⁺代謝に関与するバリエーションヒストンであるヒト、マウス、ラットのmacroH2A.1を検出します。クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	macroH2A.1 ウサギmAb
別名	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9555
GeneID	9555
免疫原	合成ペプチド：ヒトmacroH2A.1 (O75367) のアミノ酸200～300番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75367
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤梱包