


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-MacroH2A.1 ポリクローナル抗体 - O75367

商品番号: CM0021307



前書き

転写抑制、X染色体不活化、NAD+代謝に関与するバリアントヒストン、macroH2A.1 (H2AFY) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] macroH2A.1 ウサギ pAb
備考/別名	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9555
遺伝子ID	9555
免疫原	ヒト macroH2A.1 (NP_613258.2) のアミノ酸123-372に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75367
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ