


Anti-MacroH2A.1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75367

商品番号: CM0021345



前書き

ヒトmacroH2A.1 (H2AFY)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのアイソフォームを認識。転写抑制とクロマチンリモデリングに与えるコアヒストンバリエーション。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	macroH2A.1 ウサギ pAb
備考/別名	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
種	ヒト
GeneID	9555
免疫原	合成ペプチド ヒトmacroH2A.1 (NP_613258.2) のアミノ酸200-300に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O75367
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ