


Wb、Elisa用抗Mad1L1ポリクローナル抗体 - Q9Y6D9

商品番号: CM0020113



前書き

WBおよびELISA用のヒトMAD1L1を標的とするウサギポリクローナル抗体；ラットと交差反応します。紡錘体形成チェックポイント、染色体分離、ならびに有糸分裂チェックポイントシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD1L1 ウサギpAb
備考／別名	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8379
GeneID	8379
免疫原	ヒトMAD1L1 (NP_003541.2) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9Y6D9
タンパク質分子量	83 kDa
発送方法	保冷バッグ