


Wb、Elisa用 抗Mad1/Mad1L1 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y6D9

商品番号: CM0010956



前書き

ヒトMAD1/MAD1L1（MAD1、TXBP181）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスMAD1を検出。紡錘体チェックポイントおよび有糸分裂研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD1/MAD1L1 ウサギmAb
備考/別名	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8379
GeneID	8379
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6D9
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ