

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mad2B/Mad2L2ポリクローナル抗体 - Q9Ui95

商品番号: CM0013781



前書き

ヒトMAD2B/MAD2L2（REV7）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実用性が確認されています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA損傷応答や細胞周期の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD2B/MAD2L2 ウサギpAb
備考／別名	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10459
GeneID	10459
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI95
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤