

Anti-Mad2B/Mad2L2 ポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Ui95

商品番号: CM0026857



前書き

MAD2B/MAD2L2 (REV7)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスにおけるWBおよびELISAで検証済みです。この紡錘体チェックポイントタンパク質は、DNA損傷修復およびトランスレジョン合成に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD2B/MAD2L2 Rabbit pAb
備考/別名	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10459
GeneID	10459
免疫原	ヒトMAD2B/MAD2L2 (NP_006332.3) のアミノ酸1-211に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9Ui95
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ