

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Mad2/Mad2L1 ポリクローナル抗体 - Q13257

商品番号: CM0019242



前書き

ヒトMAD2/MAD2L1（重要な分裂期チェックポイントタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。細胞周期およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD2/MAD2L1 Rabbit pAb
備考/別名	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4085
GeneID	4085
免疫原	ヒトMAD2/MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1) のアミノ酸1-205に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13257
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ