

抗Mad2/Mad2L1 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q13257

商品番号: CM0003058



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けの抗MAD2/MAD2L1

ウサギモノクローナル抗体です。紡錘体組み立てチェックポイントの重要なタンパク質であるヒトMAD2Aを検出するように設計されており、細胞周期および有糸分裂研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD2/MAD2L1 ウサギmAb
別名	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4085
遺伝子ID	4085
免疫原	合成ペプチド ヒトMAD2/MAD2L1 (Q13257)のアミノ酸70～150領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13257
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	保冷剤