

抗Mad3/Mxd3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bw11

商品番号: CM0002718

前書き

ヒトMAD3/MXD3に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。MYC活性を拮抗する23kDaの転写リプレッサーを認識し、癌研究および転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD3/MXD3 ウサギmAb
備考/別名	MYX; MAD3; BHLHC13; MAD3/MXD3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	83463
GeneID	83463
免疫原	ヒトMAD3/MXD3（Q9BW11）のアミノ酸100～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BW11
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤