

抗Madcam-1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q61826

商品番号: CM0020470

前書き

マウスMAdCAM-

1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。リンパ球の粘膜組織へのホーミングの主要制御因子である粘膜アドレシン細胞接着分子1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAdCAM-1 ウサギpAb
備考/別名	MAdCAM-1
対象種	マウス
GeneID	17123
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q61826
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤