

抗Maf1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H063

商品番号: CM0015668



前書き

WBおよびELISAでの使用が検証済みの高品質な抗MAF1ウサギポリクローナル抗体です。RNAポリメラーゼIII転写のリプレッサーであるヒトおよびマウスのMAF1を標的とします。予測分子量は29kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAF1 Rabbit pAb
備考/別名	MAF1; MAF1 ホモログ
対象種	ヒト
遺伝子ID	84232
免疫原	ヒトMAF1 (NP_115648.2) のアミノ酸1-256番に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H063
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	氷袋梱包