


## WbおよびElisa用Anti-Mafaポリクローナル抗体 - Q8Nhw3

商品番号: CM0022342



## 前書き

WB、ELISAで検証済みのAnti-MAFAウサギポリクローナル抗体。マウスと交差反応します。インスリン遺伝子発現に関与する転写因子MafA (37 kDa) を標的とします。糖尿病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | MAFA Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名       | INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA                           |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 389692                                                |
| GeneID      | 389692                                                |
| 免疫原         | ヒトMAFA (NP_963883.2) のアミノ酸269-353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | マウス                                                   |
| SWISS       | Q8NHW3                                                |
| タンパク質分子量    | 37kDa                                                 |
| 配送          | アイスパック                                                |