

## WbおよびElisa用 抗Maffウサギポリクローナル抗体 - Q9UlX9

商品番号: CM0017895

### 前書き

この抗MAFFウサギポリクローナル抗体は、ヒト転写因子MafFを検出し、ウェスタンブロットおよびELISAで検証されています。遺伝子制御、オキシトシン受容体発現、および細胞ストレス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|
| 製品名      | MAFF Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名    | U-MAF; hMafF; MAFF                                   |
| 種        | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID    | 23764                                                |
| 免疫原      | ヒトMAFF (NP_036455.1) のアミノ酸75-164に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース      | ウサギ                                                  |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性    | ヒト                                                   |
| SWISS    | Q9ULX9                                               |
| タンパク質分子量 | 18kDa                                                |
| 配送       | アイスバッグ                                               |