

Wb、Elisa用抗Mafkウサギポリクローナル抗体 - O60675

商品番号: CM0022641

前書き

ヒト転写因子MafK（NF-E2 p18）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。転写調節および赤芽球分化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAFKウサギpAb
備考／別名	P18; NFE2U; MAFK
種	ヒト
Gene ID	7975
免疫原	ヒトMAFK（NP_002351.1）のアミノ酸1～50内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60675
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ