

Wb、Elisa用抗Magモノクローナル抗体 - P20916

商品番号: CM0010473

前書き

ミエリン関連糖タンパク質（MAG/Siglec-4a）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があり、神経科学およびミエリン形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAG ウサギmAb
備考／別名	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4099
GeneID	4099
免疫原	合成ペプチド ヒトMAG (P20916) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20916
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	氷袋梱包