

Wb、Ihc-P、If-F、Ip、Elisa用 抗Magモノクローナル抗体 - P20916

商品番号: CM0006245

前書き

ヒトMAG（ミエリン関連糖タンパク質）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-F、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。神経生物学およびミエリン形成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAG ウサギ mAb
備考/別名	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4099
GeneID	4099
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20916
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ