

Anti-Mag (Myelin-Associated Glycoprotein)

ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P20916

商品番号: CM0025248

前書き

ヒトMAG（ミエリン関連糖タンパク質、Siglec-4a）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学および髄鞘化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAG Rabbit pAb
備考/別名	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4099
GeneID	4099
免疫原	ヒトMAG (P20916) のアミノ酸20-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20916
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ