


WbおよびElisa用 抗Mage-1/Mage1A モノクローナル抗体 - P43355

商品番号: CM0003661



前書き

MAGE-1/MAGE1A特異的

ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。転写制御や腫瘍免疫に関与するがん精巢抗原であるヒトおよびマウスMAGE-1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGE-1/MAGE1A ウサギ mAb
備考/別名	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4100
GeneID	4100
免疫原	合成ペプチド; ヒトMAGE-1/MAGE1A (P43355) のアミノ酸200-309に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P43355
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ