


抗Mage-1/Mage1A ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P43355

商品番号: CM0030314



前書き

ヒトMAGE-1/MAGE1A

(MAGEA1)に対するウサギポリクローナル抗体で、W
B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。精巢を除く正
常組織には発現せず、黒色腫、肺がん、乳がんが発現
する癌/精巢抗原を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGE-1/MAGE1A ウサギpAb
別名	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4100
遺伝子ID	4100
免疫原	ヒトMAGE-1/MAGE1A (NP_004979.3)のアミノ酸1-309番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43355
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋