


Anti-Magea11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P43364

商品番号: CM0015779



前書き

WB、ELISA用MAGEA11 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒトMAGEA11（メラノーマ関連抗原11）、がんおよび正常組織で発現するアンドロゲン受容体コレギュレーターを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGEA11 Rabbit pAb
備考/別名	CT1.11, MAGE11, MAGE-11, MAGEA-11, MAGEA11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4110
遺伝子ID	4110
免疫原	ヒトMAGEA11 (NP_005357.2) のアミノ酸1-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43364
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ