

Anti-Magea6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P43360

商品番号: CM0028583

前書き

MAGEA6 Rabbit

pAbは、WB、IF/ICC、ELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのメラノーマ関連抗原6（CT1.6）を標的とします。ユビキチンリガーゼの調節と腫瘍進行の研究に最適で、液体として供給されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGEA6 Rabbit pAb
備考/別名	CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4105
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P43360
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ