

## Wb、Elisa用 抗Maged1/Nrage ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y5V3

商品番号: CM0006697

### 前書き

ヒトMAGED1/NRAGE (Q9Y5V3)  
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびE  
LISAで検証済み。ヒトMAGED1/NRAGEと反応。ア  
ポトーシス、概日リズム、がん研究に最適。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | MAGED1/NRAGE ウサギ mAb                                         |
| 備考/別名       | NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE                                 |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 9500                                                         |
| GeneID      | 9500                                                         |
| 免疫原         | ヒトMAGED1/NRAGEのアミノ酸640-778に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_008917.3) |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                    |
| 適用          | WB, ELISA                                                    |
| 交差反応性       | ヒト                                                           |
| SWISS       | Q9Y5V3                                                       |
| タンパク質分子量    | 86 kDa                                                       |
| 発送          | 保冷バッグ                                                        |