

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Maged1/Nrageウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5V3

商品番号: CM0015269

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済みの、MAGED1/NRAGEを標的とするウサギポリクローナル抗体。アポトーシスおよび概日リズムの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGED1/NRAGEウサギpAb
備考／別名	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9500
遺伝子ID	9500
免疫原	ヒトMAGED1/NRAGE (NP_001005333.1) のアミノ酸635～834に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5V3
タンパク質分子量	86 kDa
輸送	保冷バッグ