

Anti-Mageh1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H213

商品番号: CM0023758

前書き

MAGEH1 Rabbit pAbは、メラノーマ関連抗原H1（APR-1、MAGE-H1、Restin）を標的とする腫瘍抗原およびリン酸化タンパク質です。WBおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。アポトーシスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGEH1 Rabbit pAb
備考/別名	APR1; APR-1; MAGEH; MAGEH1
種	ヒト
GeneID	28986
免疫原	ヒトMAGEH1（NP_054780.2）のアミノ酸10-90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9H213
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ