


Wb、Elisa用抗Magohbポリクローナル抗体 - Q96A72

商品番号: CM0022907



前書き

ヒトMAGOHBを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用に検証済み。ヒトおよびラットで検証されており、スプライソソームおよびナンセンス介導性分解（NMD）の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGOHB Rabbit pAb
備考/別名	MGN2; mago; magoh; MAGOHB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55110
免疫原	ヒトMAGOHB (NP_060518.1) のアミノ酸1-148に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96A72
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋