

Anti-Magp-2/Mfap5 ラビットモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13361

商品番号: CM0005664

前書き

ヒトMAGP-

2/MFAP5を標的とする高品質なラビットモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。細胞外マトリックス生物学、造血、および心血管研究に最適です。組換え免疫原を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGP-2/MFAP5 Rabbit mAb
備考/別名	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MAGP-2/MFAP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8076
免疫原	ヒトMAGP-2/MFAP5の組換えタンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13361
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバッグ