

抗Magt1ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9H0U3

商品番号: CM0028427



前書き

ヒトMAGT1 (IAP, MagT1) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。N-グリコシル化およびマグネシウム輸送に関与するOST複合体の補助サブユニット。グリコシル化障害や免疫不全の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGT1 ウサギpAb
備考/別名	IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, bA217H1.1, MAGT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84061
免疫原	ヒトMAGT1のアミノ酸60-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_115497.4)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H0U3
タンパク質重量	38kDa
配送	アイスバッグ