


Wb、Ihc-

P、Elisa用抗メジャー・ボルト・タンパク質（Lrp/Mvp）モノクローナル抗体 - Q14764

商品番号: CM0006139



前書き

ヒトメジャー・ボルト・タンパク質（MVP/LRP）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。多剤耐性およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP/MVP ウサギmAb
備考／別名	LRP; VAULT1; LRP/MVP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9961
GeneID	9961
免疫原	ヒトLRP/MVP（NP_034146.2）のアミノ酸1〜370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14764
タンパク質分子量	99kDa
輸送	保冷バッグ