


抗メジャーバウルトタンパク質（Mvp）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q14764

商品番号: CM0020251



前書き

ヒトメジャーバウルトタンパク質（MVP/LRP）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウス種に反応し、多剤耐性および核細胞質輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MVP ウサギ pAb
備考/別名	LRP, VAULT1, MVP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9961
遺伝子ID	9961
免疫原	ヒト MVP (NP_005106.2) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14764
タンパク質分子量	99kDa
輸送	氷袋