

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Mak ポリクローナル抗体 - P20794

商品番号: CM0019913

前書き

ヒトMAK（RP62）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。絨毛生物学、精子形成、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAK Rabbit pAb
備考/別名	RP62; MAK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4117
GeneID	4117
免疫原	ヒトMAK（NP_005897.1）のアミノ酸370-435に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20794
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋