


## Wb、Elisa用抗Mak16ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxy0

商品番号: CM0021414



## 前書き

ヒトMAK16ホモログ（RBM13、NNP78）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。35

kDaの核小体タンパク質であり、リボソーム生合成への関与が示唆されています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名        | MAK16ウサギpAb                                                   |
| 備考／別名      | RBM13; MAK16L; MAK16                                          |
| 種          | ヒト                                                            |
| GeneID（ヒト） | 84549                                                         |
| GeneID     | 84549                                                         |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトMAK16（NP_115898.2）のアミノ酸30～120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                     |
| 用途         | WB、ELISA                                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS      | Q9BXY0                                                        |
| タンパク質分子量   | 35 kDa                                                        |
| 配送         | 保冷バッグ                                                         |