


Anti-Malt1 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Udy8

商品番号: CM0023844



前書き

ヒト MALT1 に対するラビットポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。NF-
カッパBシグナル伝達および免疫細胞機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MALT1 Rabbit pAb
備考/別名	MLT; MLT1; IMD12; PCASP1; MALT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10892
GeneID	10892
免疫原	ヒト MALT1 (NP_776216.1) のアミノ酸125-450に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UDY8
タンパク質分子量	92kDa
配送	アイスバッグ