

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Maml2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Izl2

商品番号: CM0024261

前書き

ヒトMAML2（Notch転写共役活性化因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適用可能。ヒト、マウス、ラットを認識します。Notchシグナリングおよび遺伝子制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	MAML2 Rabbit pAb
備考/別名	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
種	ヒト
GeneID	84441 (ヒト)
免疫原	ヒトMAML2 (NP_115803.1) のアミノ酸750-850領域内の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZL2
タンパク質分子量	125kDa
配送	氷袋