

Anti-Man2A1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16706

商品番号: CM0014908

前書き

MAN2A1を標的とするウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。N-型糖鎖生合成およびゴルジ体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAN2A1 Rabbit pAb
備考/別名	MANA2; MANII; GOLIM7; AMan II; MAN2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4124
GeneID	4124
免疫原	ヒトMAN2A1 (NP_002363.2) のアミノ酸865-1144に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16706
タンパク質分子量	131kDa
配送	氷袋