

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Man2A2ポリクローナル抗体 - P49641

商品番号: CM0019610

前書き

ヒトα-マンノシダーゼ2x (MAN2A2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。N-グリカン処理およびゴルジ体関連グリコシル化経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAN2A2 ウサギ pAb
備考/別名	MANA2X; MAN2A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4122
GeneID	4122
免疫原	ヒトMAN2A2 (NP_006113.2) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P49641
タンパク質分子量	131kDa
輸送	保冷バッグ