

## Wb、Elisa用 抗Man2B1 ウサギ ポリクローナル抗体 - O00754

商品番号: CM0028034

### 前書き

ヒトMAN2B1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで有効性が確認されています。マウスとの交差反応性があります。糖タンパク質分解におけるリソソーム性アルファ-マンノシダーゼ機能の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | MAN2B1 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | MANB; LAMAN; MAN2B1                                     |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 4125                                                    |
| 免疫原         | ヒトMAN2B1 (NP_000519.2) のアミノ酸640-850に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用          | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | マウス                                                     |
| SWISS       | O00754                                                  |
| タンパク質分子量    | 114kDa                                                  |
| 配送          | 保冷バッグ                                                   |