

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Manbaウサギポリクローナル抗体 - O00462

商品番号: CM0021430

前書き

ヒトおよびマウスサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済みのMANBAウサギポリクローナル抗体（pAb）。組換え免疫原を使用。リソソーム研究におけるベータマンノシダーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MANBAウサギpAb
備考／別名	MANBI; MANBA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4126
GeneID	4126
免疫原	ヒトMANBA（NP_005899.3）のアミノ酸18～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00462
タンパク質分子量	101kDa
輸送	保冷バッグ